

Monitoração de Pacientes de Média e Alta Acuidade


Os monitores VITA 500 *series* são indicados para pacientes de média e alta acuidade e que precisam de um monitoramento confiável, mesmo durante o transporte.



Tela touchscreen de 10.4" ou 12.1"



Alça para maca



Múltiplas visualizações de tela e teclas de atalho configuráveis

vita! 500
series

Monitor VITA 500

Sistema de monitoração compacto, confiável e transportável



vita! 500a



vita! 500e

Parâmetros básicos:

- ECG 3/5 vias
- SpO2
- Respiração
- Pressão Não Invasiva
- 2 Canais de Temperatura
- Frequência de Pulso

Parâmetros opcionais:

- ECG 12 derivações
- 2 Canais de Pressão Invasiva
- Capnografia
Sidestream (baixo fluxo) / Mainstream
- Débito Cardíaco
- Analisador de Gases
- Registrador Térmico
- Rede Wireless
- SpO2 Nellcor®
- Touchscreen

Principais características

- Comunicação HL7 / HIS Bidirecional
- Tela TFT LCD 12.1" (VITA 500a) e 10.4" (VITA 500e)
- Interface amigável com teclas de atalho
- Visualização de até 13 formas de onda
- Revisão de Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 120 horas com intervalos configuráveis
- Alta precisão e confiabilidade
- Visualização leito-a-leito
- Arquitetura Interna Modular
- Alça retrátil para transporte manual ou fixação em macas

Durante os atendimentos emergenciais ou durante o transporte interno e externo de pacientes críticos, a qualidade do sinal vital e o manuseio do equipamento realmente importa. Os monitores VITA 500 foram desenvolvidos para essa finalidade.



Leve e Compacto



Alça flexível e retrátil para suporte em diferentes macas e camas hospitalares




Conexão bidirecional com Central de Monitoramento
Clique aqui



Fácil conexão
HL7 / HIS



Múltiplas visualizações de tela e com teclas de atalho customizáveis



Graças a seu design e parâmetros, o VITA 500 é a solução mais adequada para pacientes em transporte



Visualização Leito a leito